

crystile advanced

Reducción del tejido adiposo de forma no invasiva.

DEJA QUE EL FRÍO TRANSFORME TU VIDA



DIFERENTES APLICADORES
• MÁS ÁREAS DEL CUERPO •

 **COCOON**
MEDICAL

crystile advanced

Reducción del tejido adiposo
de forma no invasiva.



LA TECNOLOGÍA DEL FRÍO LOCALIZADO EN UN TRATAMIENTO MÁS EFECTIVO.

La crioadipólisis es una técnica revolucionaria para el remodelamiento corporal. La grasa acumulada en las diferentes áreas de tratamiento es sometida a frío controlado y localizado que congela las células grasas para después eliminarlas de manera natural obteniendo la reducción de medidas y un contorno corporal remodelado.

Para completar el tratamiento, evolucionamos a crystile advanced. El equipo cuenta con 6 aplicadores que permiten tratar las diferentes zonas del cuerpo en diversos tipos de pacientes.

Straight HP
versión mejorada



Trata pliegues
de 40 mm

Oval HP



Trata pliegues
inferiores a
20 mm

Curved HP



Trata pliegues
sobre 20 mm






RESULTADOS SATISFACTORIOS Y SEGURIDAD GARANTIZADA

Los resultados son visibles a partir de los 15 días posteriores a la primera sesión y permiten al paciente disfrutar de manera permanente de una figura remodelada.

Abdómen



Antes



Después: 1 sesión. 8 semanas después

Aducto inferior



Antes



Después: 1 sesión. 6 semanas después

Sub-glúteo




Antes



Después: 1 sesión. 14 semanas después

Cool Gel Pad

Para garantizar la seguridad del tratamiento se debe aplicar la Cool Gel Pad que cuida la piel del paciente por medio de sus componentes.





FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Tipo de equipo	Equipo de frío controlado para uso estético
----------------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	100W
Potencia de enfriamiento (cada aplicador)	90W 0°C @ Temp. ambiente 25°C
Rango de temperatura	-5°C (Tolerance $\pm 5\%$ $\pm 25^{\circ}\text{C}$)

ALIMENTACIÓN

Alimentación	100-240 V
	50 – 60 Hz.
	1.000W

REGULACIÓN

CE
Directive 2006/95/CEE (LVD) sobre baja tensión
Directive 2004/108/CE (EMC) sobre compatibilidad electromagnética
Directive 2002/95/CEE (RoHS)
Directive 2002/96/CEE (RAEE)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Materiales	metal y acabados en poliuretano
Dimensiones (base no incluida)	492 x 446 x 647 mm
Peso	38 Kg
Pantalla	Pantalla táctil 10,4"

feeling the innovation
www.cocoonmedical.com



Telf. 957 607 626
Móvil. 639 664 910



Follow us on:



MKT-12-V1.2/20170224