

feeling the innovation

cocoon medical, es una empresa española, ubicada en Barcelona, creada con el objetivo de ofrecer la tecnología y la innovación al servicio de la medicina estética, siendo capaces de fabricar equipos médicos no invasivos para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Formada por un equipo de profesionales altamente cualificados, **cocoon medical** se ha posicionado como una empresa puntera a nivel mundial por su continua capacidad de innovación y desarrollo. Ponemos la máxima confianza en nuestros partners tanto nacionales como internacionales para conocer las necesidades de cada mercado y así poder ofrecer las soluciones más innovadoras al servicio de nuestros clientes.

cocoon medical cuenta con las más altas certificaciones nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el mejor servicio en su campo.

www.cocoonmedical.com

PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN.

Customer Service:
T. +34 934 764 887
info@cocoonmedical.com



Follow us on:



20190208 - V1.F0



safyre

Rejuvenecimiento facial y remodelación corporal en un solo equipo.





safyre

Diseño y vanguardia

los manipuladores safyre han sido diseñados para poder trabajar tanto áreas faciales como corporales. Su innovador diseño permite una ergonomía total durante los tratamientos facilitando el trabajo y mejorando los resultados.

Objetivos conseguidos

frenar radicalmente el envejecimiento actual y futuro de la piel es posible con los tratamientos safyre. Sus tratamientos faciales y corporales consiguen resultados únicos borrando el paso del tiempo y modelando la figura de forma inigualable.

Garantía de calidad

safyre ha sido diseñado y fabricado por un equipo de profesionales altamente cualificados. Los criterios empleados para el desarrollo de este equipo se sustentan en la experiencia de la marca **cocoon medical** en desarrollo de tecnología.

safyre

Rejuvenecimiento facial y remodelación
corporal en un solo equipo.



Rejuvenecimiento, firmeza y textura



Resultados visibles, nuestra mejor garantía

Radiofrecuencia, una solución integral

La radiofrecuencia tiene como finalidad mejorar la calidad de la piel y estimular la colagénesis mediante un calentamiento del tejido graso y del tejido a nivel cutáneo mediante difusión del calor.

La colagénesis tiene lugar gracias a la formación de moléculas HSP (*Heat Shock Proteins*) o proteínas de choque térmico, que se sintetizan ante determinados estímulos y son, en cualquier caso, inicio de reparación tisular.

Este efecto consigue un efecto tensor inmediato sobre la piel con resultados a corto-medio plazo.

¿Cómo funciona safyre?

safyre es un equipo de radiofrecuencia apta para rejuvenecimiento facial y remodelación corporal.

Rejuvenecimiento facial: safyre produce un calentamiento a nivel dérmico que estimula la producción de colágeno provocando un efecto tensor inmediato y una notable mejora en la calidad de los tejidos. Las arrugas se reducen en más de un 3% y la piel presenta una textura más luminosa y tonificada.

Remodelación corporal: la eliminación de celulitis y la reafirmación corporal son los resultados que ofrece safyre desde las primeras sesiones. El secreto está en la activación de las fibras elastinas y el colágeno que ayudan a regenerar la piel dañada y a reducir el tejido graso en más de un 3%. Los efectos son de una piel tersa y firme y una visible reducción del tejido adiposo.

Ventajas de la radiofrecuencia

La radiofrecuencia es una de las tecnologías más rápidas del mercado. Se trata de un método no invasivo e indoloro apto para todo tipo de clientes.

Los resultados que ofrece safyre son visibles desde la primera sesión y tienen una larga duración sobre la piel.

Además, este equipo puede ser combinado con otros equipos como crystile (criolipolisis), o adagyo (presoterapia) consiguiendo resultados realmente espectaculares.

Interfaz intuitiva

cocoon medical en su apuesta por la vanguardia y el diseño ha desarrollado para sus equipos interfaces muy intuitivas y fáciles de utilizar, ayudando a los usuarios a obtener los mejores resultados en sus tratamientos.

safyre cuenta con una interfaz de fácil manejo que divide la pantalla en tratamiento radiofrecuencia y masaje.

En la radiofrecuencia podemos escoger tratamiento facial o corporal y programar el tiempo de sesión, la energía entregada y los vatios.

En la pantalla de masaje, podemos seleccionar la intensidad del tratamiento y la rotación del manipulador.



Pantalla táctil fácil de utilizar, con modo guiado que ayuda al usuario a lo largo del proceso



Tendencia, innovación y diseño

Múltiples accesorios para un tratamiento integral

safyre está diseñado para poder ofrecer tanto tratamientos faciales como corporales pudiendo adaptarse a las necesidades de cada cliente. Sus accesorios tienen cabezales intercambiables facilitando así el uso de los mismos y la comodidad de los tratamientos.

Accesorios para rejuvenecimiento facial: el equipo cuenta con un manipulador facial de 35mm. Los resultados que ofrecen son:

- Redefinición del contorno del rostro
- Reducción de arrugas y líneas de expresión
- Reducción de bolsas y ojeras
- Levantamiento de la zona periorcular
- Relleno de arrugas de zona nasogeniana



Accesorios para remodelación corporal: safyre ofrece una remodelación corporal en 3 fases: drenaje, reducción y reafirmación, permitiendo adaptar el número de sesiones según las necesidades del cliente. Además cuenta con un cabezal masaje para complementar el tratamiento y mejorar el resultado.

Corporal multipolar 4 pins apto para drenar el tejido y favorecer la eliminación de líquidos. Recomendado su uso en las primeras sesiones.



Corporal multipolar 6 pins permite la destrucción del tejido adiposo y ayuda a eliminar la grasa localizada. Recomendado su uso en las sesiones medias del tratamiento.



Monopolar este cabezal ayuda a la reafirmación de la piel consiguiendo un efecto de tersura y elasticidad. Recomendado su uso para sesiones finales.



Cabezal masaje diseñado para proporcionar un efecto masaje-tensor en la piel. El profesional puede ajustar la intensidad en función a la resistencia del cliente. Ayuda a reducir y reafirmar.



Procedimiento de trabajo

Resultados inigualables

safyre ha sido desarrollado por un equipo de profesionales altamente cualificados que trabajan para que la obtención de resultados sea la máxima de la compañía.

cocoon medical cuenta con una unidad de formación y seguimiento clínico donde comprueba los resultados “*in vivo*” del nivel de respuesta terapéutica de sus tratamientos, así como la aplicación de los protocolos para la obtención de los mejores resultados.

Los tratamientos safyre tienen como respuesta una mejora gradual de la zona tratada, siendo visible desde el primer tratamiento y con larga duración una vez terminado.

safyre trabaja para el rejuvenecimiento facial destacando: reducción de arrugas de la zona periorcular, relleno de arrugas nasogenianas, disminución de arrugas finas como el código de barras, levantamiento de párpados y tensión de zonas como el cuello y el escote.

En cuanto a la remodelación corporal safyre puede trabajar en tres fases: drenaje, reducción y reafirmación. Consigue un efecto remodelador integral y un resultado inmejorable.

Antes



Después



Paciente de 38 años con celulitis blanda y flacidez. Después de 6 sesiones.

Antes



Después




Paciente de 58 años. Arrugas medias y elastosis cutánea grado III. Después de 4 sesiones.

Antes



Después



Paciente de 43 años tono de piel amarillento y elastosis cutánea grado II. Después de 4 sesiones.



Especificaciones técnicas

funcionamiento básico

tipo de equipo equipo de radiofrecuencia

características técnicas

potencia máxima 300 W
potencia de radiofrecuencia 150 W
frecuencia de radiofrecuencia 1 MHz

alimentación

alimentación 100 -240 Vac 50 - 60 Hz
marcaje CE

directivas

Directiva 2006/95/CEE (LVD) sobre baja tensión
Directiva 2004/108/CEE (EMC) sobre compatibilidad electromagnética
Directiva 2002/95/CEE (RoHS)
Directiva 2002/96/CEE (RAEE)

características físicas

materiales metal y acabados en poliuretano
dimensiones 430 x 300 x 400 mm
dimensiones con pie (opcional) 430 x 1015 x 500 mm
pantalla pantalla táctil 10, 4 "
